Ключ	Компоненты	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-20503		Добавлена возможность задавать печать даты с учетом временем для всех видов дат, выводимых на этикетке готовой продукции:	1259374
AIST-21657	Форма 39	Доработан расчет колонок 4 и 8 раздела 7 формы 39. Ранее инактивированный продукт, прошедший карантинизацию не учитывался в форме. По итогам доработки такой продукт не учитывается в колонке 4, но учитывается в колонке 8	
AIST-21853	Форма 39	Доработан расчет 39 формы (раздел 7). Ранее некорректно учитывались продукты, прошедшие производство	1267224, 1261428
AIST-21860	Форма 39	Доработан расчет 39 формы (раздел 7). Ранее некорректно учитывались продукты с браком в колонке 10	1267224
ДОНОРСКАЯ			
AIST-21493		Доработан подсчет общего количества донаций донора в титуле, на странице донаций (по кнопке с общим количеством донаций), на бегунке: при подсчете количество донаций, не учитываются базовые донации, зарегистрированные в тот же период, что и донации на странице карты донора Донации от соответствующей организации	1254980
AIST-21143		На форме Обработка данных из КВД реализована функция просмотра содержимого карты, переданной из ЛПУ-источника информации	
AIST-21744		Доработана возможность передачи пробирок в лаборатории без учета апробированности	1267183
AIST-19126		Упрощена процедура направления донора на донацию после проведения обследования (в миникарте донора в этом случае появляется кнопка для направления донора на донацию).	1249795
AIST-21419	Отчеты	В следующих отчетах добавлен отступ 2 см с левого края для книжного формата: 1) Отчет по видам донаций за период 2) Отчет по фракционированию 3) 420/у-П3. Отчет отделения фракционирования за период	1258878
ОШИБКИ			
AIST-21791		Доработана форма регистрации архивной донации: возможно регистрировать донацию от филиала, у которого нет собственного кода	1267434
AIST-21848		Доработана возможность сохранения паспорта СССР при создании карты донора.	1267800
AIST-21914		Исправлена ошибка установки брака Агглютинация на продукты, зарегистрированные позже получения этого брака	1268074
СВК			
AIST-20177		Доработано производство криопреципитата, реализована возможность регистрации надосадочной жидкости как технологических потерь	1255888
AIST-21724		Доработан драйвер печати этикетки, реализовано окно настройки параметров смещения	1259615
AIST-21807		Доработана форма история донации, колонка браки. Логика отображения данных аналогична колонке браки на странице карты донора донации	1267040
ОШИБКИ			
AIST-22002	Отчеты	Исправлен отчет АИСТ-37 (ранее некорректно отображались браки при выборе флага "Отображать основной брак")	1268616
AIST-22008	Отчеты	Оптимизировано формирование отчета АИСТ-37	1268566
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-21959		Проведены работы по добавлению новой единицы измерения количества продукта = единица	
AIST-21363	Отчеты	В подробной накладной, в блоке с подписями добавлена информация об основании выдачи продукции сотрудником	
AIST-21419	Отчеты	В следующих отчетах добавлен отступ 2 см с левого края для книжного формата: 1) 422/у-П1. Журнал регистрации выдачи крови и ее компонентов 2) 423/у-П2. Сводка о выдаче компонентов и препаратов крови	1258878
AIST-21571	Отчеты	Разработан новый отчет - информационное письмо, в котором выводится информация об остатке по всем договорам и иным основаниям получения продукции контрагентом, в т.ч. количеству продукции и/или денежным средствам	
AIST-21938	Отчеты	В отчетах выдачи из Экспедиции и на печатной этикетке для продуктов в дозах изменено отображение: текст "доза" заменен на "ед."/"единица". Код по ОКЕИ также изменен.	
ОШИБКИ			
AIST-21808		Доработано открытие окна выбора черновика в накладной реализации, если черновиков у одного пользователя более одно	1267354

ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-20923		Разработаны функции работы в ОКК. Для корректной настройки требуется: 1. установить в ГН флаг работы с ОКК/БАК 2. добавить процесс с режимом "Отделение спутника" и указать подразделения, где этот процесс будет использоваться 3. установить флаг актуальности для спутника (код 002) 4. настроить справочник Продукт-Процесс-Продукт для процесса из п. 2. 5. настроить набор обязательных анализов, используемых в ОКК (справочник типов анализов). По умолчанию настроено только для продукта Плазма свежезамороженная (код 200). Описание процесса работы с ОКК: провести производство на форме Отделение спутника и передать полученные спутники в подразделение с типом ОКК; затем в модуле Лаборатория открыть журнал Результаты работы в ОКК и ввести результаты анализов. Распечатать отчет (в этом же журнале)	
AIST-21123		Разработана новая форма Журнал результатов БАК-Лаборатории	
AIST-21210		Добавлено новое производство: Подготовка пробирки к выдаче. Данное производство меняет наименование пробирки на Образец крови, что требуется для выдачи пробирок (образцов крови) внешним получателям	
AIST-17207	Отчеты	Разработан отчет форма АИСТ-24 "Результаты лабораторных исследований образцов крови доноров" по приказу ФМБА №52 от 16.03.2018	
AIST-20926	Отчеты	Разработан новый отчет Результаты исследований ОКК	
AIST-21124	Отчеты	Разаботан новый отчет Результаты исследований БАК-Лаборатории	