Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
ОШИБКИ			
AIST-26573		Исправлен расчет п.12 Мониторинга, ранее не учитывались продукты, переданные в организации с типом ОПК/СПК без головного учреждения (дополнительная информация о головной организации в настройках учреждения не заполнена).	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-24050		Добавлено отображение результатов по IgGS2 в миникарте донора: 1. Если у донора при первичном получении результата по IgGS2 был "+", при повторном "-", такой результат обводится красной рамкой; 2. Если результат сомнительный, то он отмечается как IgGS2- без рамки.	
AIST-26378		В справочнике "Оплата питания и компенсаций" в полях "Цена (Оплата компенсации)" и "Цена (Оплата питания)" изменено ограничение на ввод допустимых значений. Теперь в эти поля можно вводить значение от 0 до 99999,99.	1299787
AIST-26391		Ускорено формирование отчетов АИСТ-36 и АИСТ-38 не менее, чем в 2 раза.	1299820
ОШИБКИ			
AIST-26564		Исправлено формирование отчетов "Информированное добровольное согласие донора на медицинское обследование и донацию крови и (или) ее компонентов" и "Согласие донора на обработку персональных данных, включая специальные категории персональных данных и биометрические персональные данные".	1301030
AIST-26547		Исправлен расчет срока годности компонента. Ранее срок годности пересчитывался с ошибкой в случае редактирования компонента в накладной.	1299061
AIST-26525		Исправлен отчет АИСТ-36.Дневник доноров, ранее некорректно считались колонки первичные и первый раз в году.	
AIST-26473		Исправлена возможность автоматической генерации УКД при регистрации донации, если у донора есть сформированный ФК.	1300224
AIST-26466		Сообщение "Количество тары, указанное в области Расходные материалы, отличается от количества тары для донации" не появляется при регистрации донации в два этапа по кнопке "Зарегистрировать донацию".	1300713
AIST-26456		Исправлена проверка длины краткого наименования в справочнике типов донаций.	1300552, 1300731
AIST-26458		Исправлен отчет "Нарушение донорского режима": ранее для донаций эритроцитов некорректно указывался интервал, что приводило к нарушению режима.	1300529
ВЫЕЗД			
ОШИБКИ			
AIST-25536		Исправлено отображение кнопок Направить/Вернуть в случае, если донор в один день был направлен и на выезде и в стационаре.	1294375
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-26254		Доработан алгоритм апробации, в случае получения отрицательного результата подтверждающего теста, браки и отводы устанавливаются в соответствии со справочником анализ-брак-отвод.	1294878, 1297133
ЭКСПЕДИЦИЯ			

ОШИБКИ			
AIST-25110		Исправлен отчет 423/у-П1: в случае, если на лист переносится только подпись под таблицей, тогда переносится и последняя строка таблицы.	1291108
AIST-26518		Исправлена печать отчета Краткая накладная при выборе печати двух экземпляров на одном листе.	1300900
AIST-26531		Исправлена логика приема продуктов в накладной прихода: если продукт принят из файла, то разрешать сохранять данные даже в случае отсутствия группы крови (т.к. продукт мог прийти неапробированным).	1300934
AIST-26569		Исправлено завершение накладной прихода, в случае приема компонентов по накладной формата ank.	1301090
СВК			
AIST-26371		Увеличен шрифт на этикетке готового продукта для наименования продукта.	1299917
AIST-26381		Добавлено отображение количества компонентов в заголовок экранной формы "Производство".	1300011
AIST-25233		Реализована возможность регистрации тромбоцитного концентрата, полученного при пулировании, без внесения информации о количестве клеток в конечном продукте.	1287525
AIST-26249		В журналах реализации и прихода при изъятии последнего продукта из накладной выдается сообщение с предложением удалить пустую накладную.	1286656
ОШИБКИ			
AIST-26455		Исправлено выделение ШК в Журнале продукции для копирования ШК.	1300494
AIST-26411		Исправлена печатная этикетка готового продукта: ранее не помещалось значение резуса для продуктов 4 группы крови с указанием подргупп.	1300145
AIST-26401		Исправлена этикетка пулированного продукта, уменьшен шрифт номеров исходных продуктов, т.к. ранее не помещался срок годности продукта.	1300051
AIST-26516		Исправлена ошибка, ранее не сохранялась информация о количестве клеток в конечном продукте при производстве с режимом пулирование.	1300850
AIST-26468		Исправлен алгоритм печати браков на печатной этикетке.	1300530
AIST-26574		Исправлено отображение остатков в отчете Сводный отчет подразделения.	1301028
AIST-26533		Исправлена печать этикетки бракованного продукта, если не проведены все обязательные исследования.	1300927
AIST-26487		Исправлено формирование отчетов по журналу инвентаризации.	
AIST-26479		Исправлено сохранение времени у поля Срок годности.	1300676
AIST-26555		Исправлено сохранение информации об изменении количества доз продукта на балансе подразделения в случае изменения этой информации через экранную этикетку.	