Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-27445		Форма 64. Доработан расчет раздела 3 колонки 6: учитываются продукты, переданные вне Госзаданий на безвозмездной основе. Также доработан расчет раздела 3 колонки 5: учитываются выдачи только по категориям с признаком "Госзадание"	
AIST-27425		Форма 64. Доработан алгоритм расчета раздела 7 строка 2: Криопреципитат учитывается, если он находился/поступил в подразделения с типами "Экспедиция" и "Карантин"	1304016
AIST-27424		Форма 64. Доработан расчет раздела 5 колонка 4: учитывается сумма карантинизированной плазмы, которая была передана в Экспедицию, и остаток, которая не была передана, исключая выданную на препараты и научные цели	1304026
AIST-27422		Форма 64. Доработан расчет раздела 4 колонки 7-11: в логике расчета используется эталонный брак с кодом 017 "Бактериальная контаминация"	
AIST-27415		Форма 64. Доработан расчет раздела 1.2 колонки 5,6: исключены сомнительные результаты на маркеры гепатита В и С	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-26883		Доработана экранная форма "Медицинское обследование", увеличено поле "перенесенные заболевания" до 450 символов	1300572
AIST-26545		Доработана экранная форма "Дополнительные документы", переименован тип документа "Справка с места работы" в "Иные документы"	1299366
AIST-26227		Добавлен флаг "Отображение полного списка доноров" в глобальные настройки для работы с полным списком доноров на приеме в Регистратуре, Гем1, у Врача	1297649
ОШИБКИ			
AIST-27558		Исправлена логика при создании нового пользователя в системе АИСТ	1309519
AIST-27525		Исправлено отображение результата анализа на антиэритроцитарные антитела в таблице донаций в карте донора	1309280
AIST-27386		Исправлено позиционирование курсора при открытии осмотра донора (ранее курсор не всегда устанавливался автоматически на поле "Давление")	1308248, 1308274, 1308525
AIST-26978		Проведена переработка кода карты донора, раздел "Донации"	
AIST-25955		Исправлен ввод СНИЛС в карте донора, исправлены проверки количества цифр	
AIST-26837		Исправлена логика проверки при снятии отводов: проверяется Срок проведения повторного исследования и Отрицательность результатов анализов, для перемены параметров - проверяется Наличие результата повторного исследования	1294096
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-26909		Доработан отчет "Проба на совместимость", в графе "система келл" отображается значение антигенов келл и челлано	1302321
AIST-26908		Доработан отчет "Проба на совместимость", изменены наименования столбцов на: ФИО реципиента, группа крови, резус, система келл, фенотип	1302321

AIST-26907		Доработана экранная форма "Журнал результатов БАК-лаборатории", в фильтр по датам добавлена «Дата окончания исследования»	1302403
AIST-26884		В модуле Лаборатория добавлен отчет "Отчет отдела контроля качества о проведенных исследованиях", содержащий информацию о количестве проведенных исследований с указанием их типа за период.	1298926
СВК			
AIST-26893		Доработана накладная по форме АИСТ-32: 1) Уменьшена ширина столбцов "Дата заготовки", "ШК", "Ед.изм.", "Кол-во", расширен столбец "Причина брака"; 2) В столбце "Причина брака" указывается полное наименование типа брака; 3) Реализована возможность печати накладной указанного типа для получателя с типом "Группа контроля брака"	1301033
AIST-26885		Доработан отчет АИСТ-18 "Журнал пулирования", изменено наименование графы "Объем", кроме мл выводятся единицы	1300341
AIST-25899		Разработан алгоритм автоматического завершения пробирок (запускается раз в день ночью в 01:00), у которых дата регистрации более года (365 дней)	
ОШИБКИ			
AIST-27547		Исправлен алгоритм работы системы при нажатии кнопки "Переместить" на форме накладных прихода	1309405
AIST-27458		Исправлена работа настройки "Проверять эпидконтроль у доноров, которые живут по адресу менее года": ранее при установленном флаге эпидконтроль не проверялся у доноров, которые живут по адресу менее года	1309020
AIST-27328		Исправлена логика отображения флага "На препараты" в накладной прихода: теперь это поле отображается только для компонентов суперкласса "Плазма"	
ЭКСПЕДИЦИЯ			
ОШИБКИ			
AIST-27124		Исправлена форма заявки на подбор продукта в случае получения заявки из ИАС (заблокированы для редактирования поля, которые нельзя менять в таком случае)	
AIST-26939		Исправлено отображение наименования получателя при выгрузке в Excel отчета 423/у-П2 "Сводка о выдаче компонентов и препаратов крови"	

Также в версию вошли доработки из версии 2.49

Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-26967		В АИСТ добавлен расчёт свободных слотов при осуществлении предварительной записи донора на донацию	1298583
AIST-26534		Добавлена возможность учреждениям службы крови выбирать тип донации "Обследование" в Глобальных настройках, раздел "Общие настройки" модуля Администрирование для того, чтобы доноры имели возможность записаться на обследование через Мобильное Приложение	1298583

AIST-26844		Доработана экранная форма «Показатели эффективности», автоматизирован расчет индикатора «Объем не использованной в течение срока годности донорской крови и (или) ее компонентов» в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ № 1057н от 16 ноября 2021 г.	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-27092		Доработана логика вызова процедуры отправки данных в части передачи Справки о донации в Личный кабинет донора	
AIST-27089		Разработана структура промежуточного хранилища данных для проактивного сервиса Справка о донации	
AIST-27085		Разработана процедура управления данными (доотправка, корректировка) для сервиса Личный кабинет донора	
AIST-27084		Доработан механизм обмена данными ЕИБД для сервиса Личный кабинет донора	
AIST-27083		Разработан алгоритм пересчета даты следующей донации в следующих случаях: донору установлен временный отвод, у которого есть срок действия; донору установлен бессрочный временный отвод; у донора снят отвод; у временного отвода изменен срок	
AIST-27082		Разработан алгоритм расчета информации о датах следующих донаций для донаций 1 единицы эритроцитов, 2 единиц эритроцитов	
AIST-27081		Доработана логика вызова процедуры отправки данных для сервиса Личный кабинет донора	
AIST-27080		Разработана процедура для отправки данных о новых донациях в промежуточное хранилище для сервиса Личный кабинет донора	
AIST-27078		Разработана структура промежуточного хранилища данных для проактивного сервиса Личный кабинет донора	
AIST-26843	Отчеты	Доработан отчет «Карта визита» (АИСТ-2): 1. На оборотной стороне формы в блоке «Результаты гематологических исследований» под наименованием блока добавлена строка «НВ, г/л _____». Строка выводится при направлении на донацию крови. 2. На оборотной стороне формы в блоке «Результаты биохимических исследований» под наименованием блока добавлена строка «Общий белок, г/л _____». Строка выводится при направлении на донацию плазма- и цитафереза	1298368
AIST-26842	Отчеты	Доработан отчет «Журнал гематологической лаборатории» (АИСТ-6), в строке с кодом донации дополнительно выводится код донора	
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-26528		Доработан отчет «Отчёт результатов контроля значений показателей безопасности донорской крови и её компонентов»: после столбца «Дата донации» добавлен столбец «Дата заготовки»	1297998
AIST-26527		Доработана экранная форма «Журнал результатов ОКК»: после столбца «Дата донации» добавлен столбец «Дата заготовки»	1297998
AIST-26526		Дорабавлен фильтр по дате последнего исследования на экранную форму «Журнал результатов ОКК»	1297998

AIST-25730		Доработаны отчеты «Справка донору о результатах исследования крови» и «Справка о результатах лабораторных исследований» (АИСТ-28): указываются соответствующие тест-системы, которые использовались на момент проведения исследования	1293088
AIST-25725		При вводе результатов контроля качества по показателю содержание тромбоцитов доработан алгоритм расчёта результата показателя «Объём»: полученное расчётное значение сравнивается с объёмом исходного компонента. В случае, если рассчитанный объём не менее исходного, считается, что показатель находится в норме. Значение показателя «Объём» рассчитывается по формуле: ((40*Содержание тромбоцитов))/60	1293668
AIST-25723		Реализована возможность отделения двух образцов от одного контейнера с продуктом: для исследований контроля качества и для бак-исследований. При этом контейнер с продуктом не передается по накладной	1293671
AIST-25718		Доработан отчет «Журнал контроля стерильности компонентов крови»: 1. В заголовке отчёта первой строкой указывается наименование подразделения, в котором находится образец продукта; 2. В заголовке отчёта второй строкой указывается наименование отчёта «Журнал контроля стерильности компонентов крови»; 3. Предусмотрена возможность ввода перечня используемых оборудования и реагентов; 4. Отображается перечень используемых оборудования и реагентов после заголовка отчёта	1291307
AIST-25705		Для «Экстренного извещения об инфекционном заболевании, пищевом, остром» в графе дата установления диагноза проставляется дата получения результата подтверждающего теста. Добавлена дата рождения	1291868
AIST-25224		В список подбора плазмы для выпуска из карантина добавлена функция дифференцировки доноров, проходивших обследование по истечении срока карантина в нашем учреждении и в других учреждениях	1284844
AIST-25717		Доработан «Сводный отчет подразделения БАК»: отображается наименование подразделения, в котором проводили исследования	1290990
AIST-25716		Разработана единая форма ввода результатов исследований контроля качества и БАК-лаборатории. Реализована возможность ввода результатов ОКК и БАК в одном подразделении	1292268
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-26859		В электронную накладную формата *.ank добавлена информация о единицах измерения продукта по накладной	
СВК			
AIST-26538		Доработана экранная форма «История донации», при наличии показателя с отклонением, предусмотрено выделение информации о нем шрифтом полужирного начертания	1299003
AIST-25245		Доработана экранная форма «Производство»: реализована возможность указывать получателя накладной, содержащей конечные продукты производства, в шапке формы	1279590