Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-27730		Доработать разделы 1 и 3 формы 64: добавлен расчет по антителам к вирусу бешенства	
AIST-27729		В справочники инфекций и вакцин добавлены записи о вирусе бешенства	
AIST-27724		Добавлен новый анализ для возможности титровать плазму с антителами к вирусу бешенства	
AIST-27437		Изменен класс у пробирки с кодом 004 "Образец продукции"	1308842
AIST-26443		В модуле "Администрирование" в "Справочник типов продукции" добавлена температура для работы с Журналом Транспортировки	1269077
AIST-26442		В Глобальных настройках (Продукция) указывается, работает ли объект с "Журналом Транспортировки"	1269077
AIST-27020		Разработана процедура объединения данных объектов в одну базу	
AIST-27013		Разработан механизм сопоставления (объединения) карт доноров нескольких объектов	
AIST-27012		Добавлено дополнительное поле для передачи данных об идентификаторе донора в сервис интеграции	
AIST-27011		Доработана передача данных в сервис интеграции в соответствии с измененным форматом	
ОШИБКИ			
AIST-27889		Исправлено ограничение количества символов в поле "Телефон" в справочнике учреждения (ранее было ограничение до 20 символов, сейчас - 50)	1312728
AIST-27879		Исправлено заполнение поля "Наименование расходного материала" в справочнике ТМЦ (ранее не было возможности поставить пробел между словами)	1313125
AIST-27801		В Справочнике "Подразделение-Продукт-Подразделение" при редактировании записи исправлено отображение сотрудников	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-27715		Доработан расчёт объёма цельной и консервированной крови для донаций тромбоцитафереза по объёму только тромбоцитов	
AIST-27710		Доработано отображение списка доноров, полученного в результате подбора доноров: не отображаются флаги у доноров, которые были выбраны при предыдущем подборе	1310713
AIST-27554		Доработана форма "Кассовый журнал". Добавлен фильтр по подразделению	1281381
AIST-27387		В карте донора, в окне ввода адресов, добавлено ограничение для даты "Не проживает с": дата "Не проживает с" должна быть не меньше даты рождения	
AIST-27380		Добавлена проверка при удалении донации, что у донора нет подписанной (ЭЦП) справки о донации. Добавлена в рамках создания реестра справок с ЭЦП	1310585
AIST-27378		В мини-карте донора в "Журнале донаций и лабораторных исследований крови" добавлена кнопка "Загрузить" для справки и подписи донору. Кнопка "Отправить" отправляет документы в ФИЦ. Реализована возможность загрузки/удаления документов на локальный сервер перед отправкой в ФИЦ	
AIST-27232		Доработано добавление карты из ФИЦ, импортируется информация об объекте, на котором впервые создана карта	
AIST-27073		Доработан алгоритм записи на донацию: доработана настройка ограничений для записи на донацию	

AIST-26998		Разработана схема валидаций для объема тары и объема консерванта на форме регистрации донации	
AIST-26930		Доработан журнал предварительной записи: отмененные записи запрещено редактировать, удалены все проверки при просмотре отмененной предварительной записи	1293665
AIST-26780		Реализован динамический расчет даты следующей донации при добавлении предварительной записи	
AIST-25912		Доработана проверка наличия по донации исследований без результата. Проверка проводится в момент принудительного (по кнопке) завершения донации. Если такие исследования найдены, запрещено завершать донацию	1288634
AIST-22774		Модуль "Донор", ЕДЦ "Отводы". Доработано заполнение полей ФИО по информации, ранее введенной в базу данных	1275064
AIST-27019		Разработана процедура присвоения уникального номера донора в объединенной базе	
AIST-27015		Сокращен объем передаваемых данных о доноре в сервис интеграции до идентификатора донора	
AIST-25246		Доработано звуковое сопровождение электронной очереди, предусмотрена возможность настройки очереди в операционной. Структурной единице, озвучиваемой как "кабинет", добавлен вариант озвучивания "зал"	1288827
ОШИБКИ			
AIST-27927		Исправлено отображение верхней границы нормы для анализов БАК-ОКК в истории донации (ранее, если не была указана норма, отображался текст NULL)	1313255
AIST-27923		Исправлен алгоритм установки и снятия отводов по анализам из АПД	
AIST-27885		Исправлено сохранение изменений по кнопке "Сохранить" при повторной установки/снятии флагов в "Настройке приемов доноров"	
AIST-27878		Исправлено отображение названия отвода в поп-апе отводов донора при отсутствии роли 88	
AIST-27822		Исправлено сохранение объема продукта/пробирки, введенного вручную на форме регистрации, для последующих продуктов/пробирок	1312891, 1313153
AIST-27816		Исправлено отображение отрицательного резуса в мини-карте донора на форме "Подбор доноров"	1311616
AIST-27802		Исправлено отображение даты направления в медицинской карте донора (406/у)	1311584
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-26548		В "Журнале результатов БАК" реализована возможность ввода даты посева, регистрации ш/к флаконов и сохранения введённых данных. Отменена проверка на заполненность результатов посева	1299759
AIST-26892		Обеспечена возможность автоматизированной передачи данных с анализатора Micros 60 ОТ 18	1300388
AIST-26891		Обеспечена возможность автоматизированной передачи данных с анализатора ABX Micros 60 ES ОТ	1300388
ОШИБКИ			
AIST-27766		Исправлена логика ввода результатов анализов с учетом заполнения взаимосвязанных параметров на экранной форме "Анализы ОКК". В случае отсутствия в справочнике настройки параметра "Объем" имеется возможность ввести только данные тромбоцитов. В случае отсутствия параметра "Тромбоциты" становится доступным для ввода поле "Дата исследования" с автоматическим заполнением текущей датой	1311231
СВК			

AIST-27375		Доработаны правила отображения списка браков на этикетке: браки отображаются в соответствие с приоритетом	1307949
AIST-26804		Доработано отображение цельной крови и консерванта на этикетках	
AIST-26557		Доработан текст запрещающего сообщения при передаче эритроцитной массы в подразделение с типом "Производство препаратов"	
ОШИБКИ			
AIST-27838		В "Журнале браков" исправлено отображение записей при установке фильтров "Когда установлен" и "Когда снят"	
AIST-27717		В "Журнале браков" исправлен алгоритм установки фильтров "Когда установлен" и "Когда снят"	
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-27752		Доработана регистрация производства "Подготовка пробирки к выдаче": в случае, если получатель может принимать бракованные пробирки, исключено предупреждение пользователя о наличии брака на пробирке	1279590
AIST-27475		Добавлена возможность печати "Извещения 0504805" (альбом) в краткой форме: документ содержит только итоговые строки по каждому компоненту, формируемые при Дополнительном параметре "Промежуточные результаты"	1301595
AIST-26592		На форме "Накладной" из "Экспедиции" добавлена возможность указания температуры транспортировки продукта	1269077
AIST-26581		В электронную накладную добавлено поле для хранения температуры транспортировки	1269077
AIST-26551		Доработана табличная часть Счёта: удалено словосочетание "Индивидуальный подбор" из таблицы, в поле таблицы "Наименование" отображается текст из справочника услуг, поля "Описание"	1298883
AIST-26550		Доработан шаблон отчёта "Акт о выполнении услуги индивидуального подбора": вместо этого отчёта используется "Акт сдачи-приёмки оказанных услуг"	1298883
AIST-26435		Добавлена проверка, что в подборе продукции заполнено вручную, как минимум, одно поле (не только поля по умолчанию). Если нет таких полей, выборка не формируется	
AIST-27586		Добавлена возможность, при заполнении накладной прихода от интеграционного объекта, указывать дату проведения мульти-ПЦР без наличия донации	1288464