Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-28832		Разработан скрипт для добавления записей в служебные эталонные таблицы для выполнения задачи на установку абсолютного отвода при повторном положительном исследовании на антиэритроцитарные антитела	
AIST-28800		Доработан "Справочник осложнений": скрыты записи, у которых нет флага "Учет донаций", т.к. в соответствии с протоколом №46 от 26.12.2022 таких осложнений в АИСТ не должно быть	
AIST-28744		В справочник "Категорий оснований накладной выдачи" добавлены две категории выдачи по Госзаданию: "Постановление Правительства № 674 от 06.08.2013" и "Приказ ФМБА № 73 от 11.05.2016"	1330033
AIST-28280		Разработан скрипт для заполнения настройки параметров облучения по умолчанию (доза, время - в Глобальных настройках, раздел "Продукция", область "Производство")	1304036
AIST-27483		Доработано отображение признака «антикоронавирусная» для плазмы в следующих отчетах: - 444/у-П5. Акт об уничтожении относительного брака крови и ее компонентов; - 52.35. Акт списания крови и ее компонентов (АИСТ-35). В отчетах добавлен признак «Антикороновирусная» для плазмы доноров, которым проводились исследования на IgGS2 и у которых результат “положительный”, а так же если у продукта стоит признак IgGS2 на этикетке	1303593
AIST-27160		В Службу обновления АИСТ добавлена возможность обновления данных базы в АИСТ федеральной информационной адресной системы (ФИАС)	
AIST-28064		Для пунктов 9, 10, 10.1, 10.2,11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, с 12.1 по 12.10.4, 12.12, 13,14 формы Мониторинга ФМБА (модуль "Статистика", отчёт "Мониторинг ФМБА за период") реализовано отображение данных в формате с тремя символами после запятой	1308556
AIST-28121		Доработан расчет колонки 12 раздела 3 Формы 64: не учитываются объемы компонентов, учтенные в колонках 8, 10, 11	1318466
AIST-28120		Доработан расчет колонки 3 строки 20 раздела 3 Формы 64: добавлен учет плазмы с кодом 250 (Плазма свежезамороженная для фракционирования)	
AIST-28119		Доработан расчет колонки 3 раздела 1.2 формы 64: ранее не учитывались абсолютные отводы, установленные врачом	
ОШИБКИ			
AIST-28898		Исправлен алгоритм выбора родительской организации в справочнике учреждений: ранее не сохранялись изменения в случае, если у родительской организации был установлен тип "Получатель Экспедиции" и отсутствовал флаг "СПК/ОПК"	1297848
AIST-29001		Исправлен алгоритм создания и редактирования записей в "Журнале предварительной записи": нельзя удалить тип донации, на которую записан донор	1333188, 1330730
AIST-28984		Исправлен прием предварительной записи из Мобильного приложения Службы Крови в АИСТ для доноров других регионов: ранее в АИСТ не доходили записи	1333188, 1330730
AIST-28944		Модуль "Статистика". Отчет "Форма 64". Исправлен подсчет в разделе 1.2, в колонке 7: ранее в колонке 7 учитывались некорректные коды анализов	1329063

AIST-28711		Исправлена форма отображения показателей эффективности: ранее некорректно рассчитывались значения эффективности, превышающие 100%	
ДОНОРСКАЯ			
AIST-28814		Доработана форма "Реестр справок пользователю": при переходе на форму отображается уведомление о количестве неподписанных Справок о донации (ранее - 402/у) для донаций, совершенных больше 1 месяца назад	
AIST-28680		Доработано озвучивание в электронной очереди: две разные аудиодорожки для кабинета и зала	1324360
AIST-28071		Доработана экранная форма «Кассовый журнал»: реализовано проведение оплаты одновременно всему списку доноров	1309766
AIST-23964		Доработан алгоритм установки абсолютного отвода после получения положительного результата при повторном иммунологическом исследовании аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов	1328702, 1303020
AIST-28072		В модуле «Донор» доработаны отчеты подразделений «Направление на исследование»: в столбце «марка группа крови» отображается полный штрихкод донации	1306684
AIST-28063		Обеспечена возможность формирования отчета «Отчет по компонентам» (форма 420/у-П2) в зависимости от настройки печати штрих-кода («Печатать полный ШК»)	1309011
AIST-28061		Доработан отчет «Журнал операционной» и его представления 411/у-П2, 412/у-П, 411-А/у-П3: при выборочном указании видов донаций отображается состав только тех бригад, по донациям которых формируется отчёт.	1307986
ОШИБКИ			
AIST-28926		Исправлен поп-ап перед отчетом "Движение доноров за период": ранее не отображался выбор подразделения, для которого нужно напечатать отчет, в самом отчёте формировался список всех подразделений вместо выбранных	1331783
AIST-28913		Исправлена логика размещения продукции в Журнале накладных прихода: ранее не отображалась экранная этикетка, при установке флага "Экранная этикетка", не работала кнопка удаления продукта из таблицы размещения	1331775, 1333031
AIST-28903		Исправлена форма добавления донации в карте донора: ранее для архивных донаций автоматически заполнялись ТМЦ, что не верно	1330487
AIST-28876		Исправлен отчёт "Количество донаций и доноров по месту работы": ранее при выборе двух или более мест работы выводился пустой отчёт	1330451
AIST-28835		Исправлен алгоритм сохранения накладных: ранее выходило некорректное сообщение, при попытке сохранить одновременно несколько накладных с одинаковым идентификационным номером	1329303
AIST-28831		Исправлен алгоритм работы формы "Обработка данных от внешних источников": ранее при прокручивании страницы происходило перескакивание на несколько строк списка	1312273
AIST-28697		Исправлена проверка нарушения интервала между донациями, если донация проводится после обследования (в тот же день): не учитывается обследование при расчете нарушений интервала между донациями, если донация проведена в день обследования	
AIST-28647		Исправлен акт о совершении донации: ранее нельзя было выбрать, где печатать должность и ФИО сотрудника, выдавшего документ	1322673, 1327433

AIST-28333		Исправлен отчет "Движение доноров": ранее некорректно заполнялись колонки "Операционная" и "Врач ОЗК" в случае, если не было донации	1323018
AIST-28996		Исправлен отчёт "Список доноров для ПФР": отображается "0" у данных, начинающихся с нуля, при выгрузке отчёта в Excel в формате ЕГИССО	1333427
AIST-28979		Исправлено отображение области для ввода компонента на форме "Регистрация компонентов после фракционирования": ранее, в случае если у пользователя был настроен доступ к одному отправителю и получателю, область автоматически не отображалась	1333364
AIST-28970		Исправлен отчет "Нарушение донорского режима": ранее некорректно заполнялась колонка "Кол-во дней по справочнику"	1332653
AIST-29019		Исправлено формирование отчета "Направление на исследования": ранее невозможно было распечатать отчет, не заполнив в попапе перед отчетом анализы первой строки	1334068
AIST-28886		Исправлен учет анализов по донациям других станций в отчете "Сводка по публикациям": ранее анализы, результаты которых получены не на той станции, где проводили донацию, не попадали в колонки "Всего" и "Выполнено	1301059
AIST-28727		Исправлен отчет 410/у-П1: ранее в отчете учитывался донор, который был направлен на донацию, а затем возвращен	1324890
AIST-28918		Модуль Статистика. Форма 64 раздел 1.1. Исправлен расчет иммунных доноров	1328972
ВЫЕЗД			
AIST-28812		При регистрации выездного обследования доработана автоматическая печать "Справки донору об обследовании" (401/у-П), при выборе в Глобальных настройках/Выезд флага "Печатать "Справку донору об освобождении от работы в день кроводачи"" при сохранении донации"	
AIST-28104		Добавлена кнопка "Мед. Обследование" на Выезде	1311286
ЛАБОРАТОРИЯ			
ОШИБКИ			
AIST-28927		Исправлена сортировка в отчете "Отчет результатов контроля значений показателей безопасности донорской крови и ее компонентов": ранее сортировка проводилась по внутреннему коду компонента, сейчас - по ШК компонента	1331056
AIST-28923		Исправлено отображение наименований анализов БАК в истории донации (при работе с анализатором)	1331820
AIST-28881		Исправлен алгоритм изменения даты снятия временной блокировки продукта в заявках на индивидуальный подбор: ранее в случае если по заявке было временно заблокировано несколько продуктов и затем у части продуктов временную блокировку сняли вручную, а по оставшимся продуктам поставили постоянную блокировку, дата снятия временной блокировки менялась у всех продуктов заявки.	1312439
СВК			
AIST-27477		Доработана регистрация процесса облучения: параметры - доза облучения и время облучения – подставляются автоматически из Глобальных настроек. В Глобальные настройки (раздел "Продукция", область "Производство") вынесен ввод для параметров облучения по умолчанию (доза, время)	1304036
AIST-25913		Доработана регистрация производства: при формировании записи о производстве запрещено указывать дату начала производства ранее текущей даты	

ОШИБКИ			
AIST-28957		Исправлено отображение на экранной этикетке нулевого объема консерванта: ранее отображалась информация об объеме консерванта	1329996
AIST-28892		Исправлен алгоритм установки постоянной блокировки продукта в журнале продукции и в подборе продукции: ранее, если продукт был уже заблокирован для того же получателя и блокировка была принудительно снята или завершилась автоматически, продукту не устанавливалась новая постоянная блокировка	1312439, 1327547
AIST-28752		Исправлен поиск по штрихкоду продукта в журнале размещения	1326823
AIST-28987		Исправлено отображение координат размещения в "Журнале продукции": размещение отображается в соответствии с настройками справочника, отображаются только те координаты, которые заполнены	1333357
AIST-28986		Исправлен алгоритм размещения продукции в "Журнале накладных прихода", по координатам, заданным в настройке подразделения: ранее, при отсутствии одной из координат, невозможно было разместить продукт	1333357, 1333742
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-28062		Доработаны правила обработки электронной накладной: после ее оприходования накладная сразу помечается, как обработанная, и исчезает из списка накладных	1308444
AIST-27479		При проведении повторного подбора, по заявке на индивидуальный подбор, на форме со списком продуктов, добавлена возможность отображать список продуктов из ранее временно заблокированных продуктов и всех продуктов, после повторного подбора	1305105
AIST-28079		Дополнен итоговой строкой «Акт приёмки-передачи выполненных работ (оказанных услуг)», формируемый из Экспедиции	1310627
AIST-28065		Доработана форма Протокола трансфузии. При формировании Протокола трансфузии по Приказу Министерства здравоохранения РФ от 28 октября 2020 г. N 1170н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "трансфузиология"» реализовано отображение копии этикетки на выдаваемый компонент крови (на второй странице протокола)	1307317
AIST-28060		Обеспечена возможность формирования отчета «Лимиты продукции по договорам» в зависимости от настроек периода	1307301
AIST-26894		В модуле "Экспедиция" добавлен отчет "Ежедневный мониторинг"	1295141
ОШИБКИ			
AIST-28961		Исправлена печать марок из нескольких блоков: ранее на принтере не отпечатывались некоторые блоки	1333000
AIST-28735		Исправлена высота строк при выгрузке отчета 423/у-П2 в Excel	1301526
AIST-29020		Исправлена печать марок: ранее, при печати марок, возникала проблема недоступности веб-сервера IIS	
AIST-28887		Исправлено отображение отчета 425/у-П "Журнал регистрации возвратов крови и ее компонентов" в списке отчетов: ранее отображался только код, без наименования	1331006
AIST-24154		Исправлен прием файла формата ANK в накладной прихода: ранее, если на объекте-получателе накладной в справочнике организаций отсутствовала организация, являющаяся изготовителем продукта, накладная не принималась	