Ключ	Тип запроса	Описание для ReleaseNote	OTRS Ticket#
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТАТИСТИКА			
AIST-22910		Исправлен подсчет списанных продуктов в разделе Списано крови и (или) ее компонентов всего, л мониторинга, ранее учитывались накладные в статусе изъята.	1265646
AIST-22993		Скрыта неиспользуемая настройка "Количество цитаферезов в год".	1275812
AIST-22947		Доработан расчет строки 11 раздела 5 формы 39, учитывается плазма, которая прошла процедуру фильтрации.	1270064
AIST-22504		Отчет Мониторинг переработан в соответствие с новыми требованиями.	
AIST-22382		Доработан расчет мониторинга, в разделе Передано компонентов донорской крови для клинического использования не учитываются продукты, переданные в филиалы.	1265209, 1265215
AIST-22380		Доработан мониторинг, при расчете показателя "Списано крови и её компонентов всего" не учитываются продукты, которые были переданы в подразделения ОКК и БАК.	1267727
AIST-22333		Доработан расчет Раздела 5 формы 39, реализован подсчет единиц тромбоцитов, полученных из дозы крови.	1268098
AIST-22332		Доработан расчет раздела 5 формы 39: в графах 3 и 4 учитывается только продукция, поступившая и выданная из подразделения Экспедиция	1257066
AIST-22330		Доработан расчет раздела 1.2 формы 39: отводы, поставленные врачом не учитываются в графе 9 подпункта 1.2 раздела 1.	1261368
AIST-22329		Доработан расчет графы 2 раздела 7 формы 39, «поступило в отчетном году» означает всю плазму, переданную на карантин в отчетном году, не зависимо от даты заготовки.	1257576
AIST-22328		Доработан расчет показателей формы 39: в разделе 4 отчета, учитывается в том числе аферезная плазма, полученная по донации типа "Плазма".	1257052, 1268964
ОШИБКИ			
AIST-23098		Доработана оптимизация фотографий	
AIST-22550		Доработана 39 форма, раздел 3: в таблице не учитываются пробирки чужих донаций.	1261724
ДОНОРСКАЯ			
AIST-22872		При регистрации донации в два этапа (на этапе предварительной регистрации) по нажатию кнопки Сохранить мини-карта донора закрывается.	1272579
AIST-22859		При выборе времени записи по кнопке предварительной записи выводится только рабочее время для станции, указанное в графике приема доноров.	
AIST-22857		В мини-карту формы подбора доноров добавлена кнопка предварительной записи на донацию.	
AIST-22855		Изменено отображение доноров. пришедших по акции в списках. Добавлен значок акции.	
AIST-22853		Добавлена неактивная кнопка удаления для записей, сделанных через Мобильное Приложение Службы Крови.	
AIST-22704		Исправлено отображение результатов IgGS2 в карточке продукта.	1276052
AIST-22542		Доработана возможность указывать, что донор направлен по акции, для организации приоритетной очереди вызова	
AIST-21980		Доработана область модифицированного контекстного меню для карты донора	
AIST-21902		Реализована возможность редактировать основные параметры карты донора из мини-карты Регистратуры	

AIST-21881		Реализована функция автоматического изменения объема донации, в случае изменения объема тары при регистрации донации.	
AIST-19731		Доработана проверка о нарушении сроков между донациями по нажатию кнопки годен	
AIST-22318	Отчеты	Доработан отчет Движение доноров за дату, реализовано построение отчета за период, а также выгрузку отчета в Word	1269650
AIST-22917		Реализован запрет отправки в ИАС пустого списка	
AIST-22903		Добавлена проверка на наличие полной даты рождение у донора при добавлении его в список почетных доноров	
AIST-22865		Реализован запрет действий с донорами, если список отправлен	
ОШИБКИ			
AIST-23152		Доработан перечень допустимых символов в поле Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность. Ранее в поле нельзя было указывать восклицательный знак.	1278187
AIST-23151		Доработан перечень допустимых символов в поле Организация, выдавшая документ, удостоверяющий личность. Ранее в поле нельзя было указывать скобки.	1278211
AIST-23007		Доработана валидация при добавлении донации за текущую дату.	
AIST-22831		Исправлена ошибка изменения типа донации в осмотре врача.	1275332
ВЫЕЗД			
AIST-23119		Исправлена ошибка, ранее в донации не менялась первоначальная тара, если сменить тару в настройках выезда	1278016
AIST-22974		Доработано формирование в отчете 404/у.	
AIST-22960		Исправлена ошибка при изменении объема тары при недоборе в модуле выезд.	1275428
ЛАБОРАТОРИЯ			
AIST-22833		Исправлена ошибка отображения пункта меню производства "отделение спутника" в модуле лаборатория	
СВК			
AIST-22325		При производстве криопреципитата и криосупернатантной плазмы на этикетке готового продукта при его маркировке выводится информация о повторном замораживании	1270343
AIST-22317		При передаче некарантизированной плазмы в подразделение комплектация, на этикетке выводится маркировка "не для трансфузии"	1267896
AIST-22936	Отчеты	Доработан отчет АИСТ-37, ранее в нем учитывались продукты, находящиеся в накладной в статусе изъята	1265646
AIST-22943	Отчеты	Доработаны отчеты АИСТ-38 и приложение 1 сводный отчет по приходу, в заголовках отчета указываются все суперклассы продукции	1265646
ЭКСПЕДИЦИЯ			
AIST-22787		Доработана возможность добавлять в спецификацию к договору продукт типа Образец крови.	1249743
AIST-22702		Реализована проверка и уведомление пользователя при попытке выдать продукт с наличием IgGS2	
AIST-22326		Доработано изъятие накладной, запрещено изъятие накладной и продуктов накладной, ушедшей в обмен.	1270545
AIST-22321	Отчеты	Реализована доработка, позволяющая корректно печатать документы по накладной выдачи из экспедиции при двусторонней печати.	1268147

AIST-22316	Отчеты	Доработан вывод информации о титрованных продуктах в следующих отчетных формах: Накладные: 1. 0504205 краткая; 2. 0504205 подробная; 3. Торг-12; 4. Авизо. Отчёты Экспедиции: 1. Приход продукции по поставщику; 2. Приход продукции (общий); 3. Приход продукции (сводный); 4. Расход по договору; 5. Расход по получателю за период$ 6. Расход продукции (общий без ШК); 7. Расход продукции (общий с ШК); 8. Расход продукции (сводный); 9. Ведомость учёта движения крови и её компонентов; 10. Сводка о выдаче компонентов и препаратов крови; 11. Сводка по получателю о выдаче препаратов крови; 12. Отгрузка за период; 13. Сводный отчёт подразделения. Для вывода признак, необходимо установить флаг "Выводить признак "титрованная" рядом с наименованием продукта" в глобальных настройках - документы выдачи - Область Общие настройки документов выдачи.	1270654
AIST-22116	Отчеты	Доработан отчет "Остатки на дату", реализована сортировка по группе крови с учетом резуса, в случае, если в окне перед построением отчета были выбраны флаги Группировать по продуктам, Группировать по группе крови и резусу.	1263477
AIST-20512	Отчеты	Реализована функция печати Авизо за период по получателю с возможностью выбора платной и бесплатной выдачи компонентов крови.	1259617
ОШИБКИ			
AIST-23064		Доработана проверка на наличие брака с типом иной при завершении накладной из комплектации.	